

TDC-TD-4209 GLUCOMETRO CONTROL PLUS NO CODE



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Glucómetro con pantalla LCD de gran tamaño.

Retroluminación.

Medición de glucosa a través de la sangre capilar.

Pre seleccionable para antes o después de la comida.

Ajustes de alarma.

Puerto USB para transferencia de datos al ordenador.

Incluye:

- Glucómetro TD-4209.
- Manual de usuario.
- Guía rápida de uso.
- Hoja para registros diarios.
- Estuche.
- Lancetas.
- Tarjeta de garantía.
- Dispositivo de punción con tapa.
- transparente para prueba en sitios alternos.
- Batería.
- Tiras de prueba.
- Solución de control.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 89.82 mm (Largo) x 52.48 mm(Ancho) x 17.29 (alto) mm.

450 memorias.

Apagado automático después de 3 minutos.

Fuente de poder: 2 pilas alcalinas AAA de 1.5 V.

Condición de operación: 10 ° C a 40 ° C (50°F a 104°F), por debajo de 85% de humedad relativa.

Condiciones de almacenamiento / transporte: -20 ° C a 60 ° C (-4°F a 140°F), por debajo de 95% HR.

Unidades de medida: mg/dL.

Rango de medición: 20 a 600 mg / dL (1,1 a 33,3 mmol / L).

USO

El glucómetro es una forma sencilla y portátil de tener un control de los niveles de glucosa en la sangre, de esta forma el usuario puede tener un oportuno monitoreo de sus niveles de glucosa y de esta forma tener un mayor control de su estado de salud.

PUNTO DE VENTA

Fabricado con la más alta tecnología en medición de la glucosa sanguínea.

450 memorias que permiten al usuario guardar un amplio registro de sus mediciones y así llevar un mejor control de su estado de salud.

El sistema pre seleccionable permite al usuario que elija la opción de medición antes o después de la comida.

El manual de usuario y la guía rápida facilitan al usuario el uso y máximo aprovechamiento del equipo.

Presenta un margen de imprecisión bajo la medición de glucosa a través de sangre capilar, por lo que sus resultados son confiables.

Las tiras de prueba y solución de control brindan al usuario seguridad con respecto al funcionamiento de su equipo.

Su sistema de apagado automático por inactividad ayuda a ahorrar energía.

Práctico, cómodo y fácil de transportar.

Su entrada para cable USB permite que las mediciones tomadas sean transmitidas al ordenador y así llevar un registro electrónico.

Estuche que resguarda al equipo y facilita su traslado.

Las baterías son reemplazables.